

Maßblatt, Katzen-Orthesen

Kundendaten:

Vorname: Nachname:

Straße: HausNr.: PLZ: Ort:

E-Mail: Telefon Nr.:

Tierinformationen:

Name: Rasse: Alter:

Gewicht:



DILECTUS




Katzen-Orthesen

nach Maß



Diagnose/ Informationen zur Beeinträchtigung:

Bitte nehmen Sie wie folgt Maß und tragen die Maße entsprechend in die Tabelle ein. Es handelt sich hier um Längen- und Umfangsmaße. Anhand Ihrer Maße fertigen wir die Orthese. Die Orthese wird mit 3 Klebebändern verschlossen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne per Email oder telefonisch zur Seite.



Maß	cm	Beschreibung	Maß	cm	Beschreibung
●		Carpalgelenk	●		Sprunggelenk/ Tarsalgelenk
		Länge (1)			Länge (4)
		Länge (2)			Länge (5)
	1cm	Mindestabstand Pfote bis Orthese (3)		1cm	Mindestabstand Pfote bis Orthese (3)
		Umfang unter Carpalgelenk			Umfang unter Sprunggelenk
		Umfang Carpalgelenk			Umfang Sprunggelenk
		Umfang über Carpalgelenk			Umfang über Sprunggelenk

