

# Maßblatt, Katzen-Orthesen

Kundendaten:

Vorname:  Nachname:

Straße:  HausNr.:  PLZ:  Ort:

E-Mail:  Telefon Nr.:

Tierinformationen:

Name:  Rasse:  Alter:

Gewicht:




DILECTUS



Diagnose/ Informationen zur Beeinträchtigung:

Bitte nehmen Sie wie folgt Maß und tragen die Maße entsprechend in die Tabelle ein. Es handelt sich hier um Längen- und Umfangsmaße. Anhand Ihrer Maße fertigen wir die Orthese. Die Orthese wird mit 3 Klebebändern verschlossen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne per Email oder telefonisch zur Seite.



Maß	cm	Beschreibung	Maß	cm	Beschreibung
<span style="color: blue;">●</span>		Carpalgelenk	<span style="color: green;">●</span>		Sprunggelenk/ Tarsalgelenk
<input type="text"/>		Länge (1)	<input type="text"/>		Länge (4)
<input type="text"/>		Länge (2)	<input type="text"/>		Länge (5)
<b>1cm</b>		Mindestabstand Pfote bis Orthese (3)	<b>1cm</b>		Mindestabstand Pfote bis Orthese (3)
<input type="text"/>		Umfang unter Carpalgelenk	<input type="text"/>		Umfang unter Sprunggelenk
<input type="text"/>		Umfang Carpalgelenk	<input type="text"/>		Umfang Sprunggelenk
<input type="text"/>		Umfang über Carpalgelenk	<input type="text"/>		Umfang über Sprunggelenk

